

密度计

◆ 产品描述

玻璃密度计是一种基于阿基米德浮力原理设计的测量仪器，专门用于测量液体密度，本产品测量范围为 0.7-0.8 g/ML，特别适用于测量密度小于水的轻质液体。

- 优质高硼硅玻璃材质
- 高精度刻度标定
- 内置精准配重结构
- 一体密封成型工艺
- 适用多类液态介质

◆ 产品结构

- 密度计为一体式玻璃吹制成型结构，整体自上而下分为带精准刻度的上部干管、提供浮力的中部主浮泡、内置配重铅丸保证垂直稳浮的下部配重泡，通体密封无拼接，结构简洁稳固。翻译完整英文

◆ 场景应用

- 密度计适用于汽油、轻质溶剂、植物油等低密度液体的密度检测，广泛应用于石油化工、油品检测、化工化验及实验室分析等场景。



◆ 产品数据和物理性能

主体材质：高硼硅玻璃
测量量程：0.700~0.800g/mL
最小分度值：0.001g/mL
标准校准温度：20℃
产品总长：约 300±10MM
透光率：≥92%
应变温度：520℃
软化温度：820℃
弹性模量：76KN/mm²

供应情况：

料号	测量范围	包装方式	重量
1.5.07.11.0070	0.700~0.800 g/mL	1支/盒	0.085kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。