



活动柜



YF-HDG-450



YF-SD-HDG-450



YF-TD-HDG-450

◆ 产品描述

活动柜是实验室“灵活补充型存储设备”，核心优势在于可移动性与场景适配性，能突破固定柜体的空间限制，为临时实验区、多区域协作场景提供试剂、耗材或小型仪器的便捷存储。

- 高灵活性移动设计，突破空间限制
- 场景化耐腐蚀材质，适配实验室特殊环境
- 安全防护设计，规避存储风险
- 灵活存储结构，适配多样物品
- 适配性与拓展性，兼容实验室布局

◆ 产品结构

- 活动柜主体采用1.0MM宝钢冷轧板，通过冲剪、折弯、焊接、打磨、抛光一系列复杂工艺精致而成，选用高端环保粉末，采用500m自动喷涂线体（流水悬挂式），智能恒温固化表面光泽度好，无杂质颗粒。

◆ 场景应用

活动柜主要用于存放文件、资料、物品等，其特点可根据客户场景使用需求，随时灵活去调整放置区域及位置，常应用于框架式的中央台底部，根据功能可分为单门活动柜（左、右）、单门单抽柜（左、右）、三抽柜。

◆ 产品数据和物理性能

型号	YF-HDG-450	YF-SD-HDG-450	YF-TD-HDG-450
产品规格 (L*W*H)	L450*W500*H660MM		
轮高	75MM		
主体材质	1.0mm 钢板，环氧树脂静电喷涂		
柜门结构	双层隔音外盖门		
柜门拉手	G 型拉手/ 不锈钢拉手		
铰链	DTC110°缓冲铰链	DTC110°缓冲铰链	
导轨	钢制实门/ 玻璃门	DTC 卡扣式滑轨/ 可选配缓冲滑轨	

供应情况：

料号	产品名称	型号	重量
1.4.26.01.0010	单门活动柜	YF-HDG-450	20kg
1.4.26.01.0011	单门单抽活动柜	YF-SD-HDG-450	20kg
1.4.26.01.0012	三抽活动柜	YF-TD-HDG-450	20kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。