



试剂架



◆ 产品描述

试剂架一般安装在边台、中央实验台的台面上，主要作用是放置玻璃器皿、试管、药品等，以便于科研人员的实验操作。

- 极致防震结构，隔绝内外震动干扰
- 稳定承重防倒，保障存储安全
- 灵活调节设计，适配多样试剂
- 安全细节强化，降低使用风险
- 场景化定制，兼容实验室布局

◆ 产品结构

- 试剂架产品结构围绕“稳定支撑、灵活存储、安全防护”设计，主体框架采用冷轧钢材质，提供核心支撑；层板组件用耐腐材质，可调节高度且带挡边与防泄漏托盘，适配不同试剂，模块协同满足试剂安全存储与便捷取用需求。

◆ 场景应用

试剂架边台靠墙主打辅助存储，适配化学、生物、医疗、教学等实验室存放常用试剂，搭配耐腐、易消毒、防磕碰等配置方便就近取用；中央台居中聚焦核心操作，通过分层调节、透明挡板、高承重等设计满足多类型试剂存储与仪器旁使用需求。

◆ 产品数据和物理性能

型号	YF-LBSJJ-250	YF-LBSJJ-350
产品规格 (L*W*H)	L*250*750MM	L*350*750MM
主体材质	1.5MM 开模铝材成型立柱喷涂象牙白	
围边材质	铝型材	
层板材质	8MM 厚玻璃, 层板上下可调	
电源插座	86 插座	

供应情况：

料号	型号	重量
1.4.26.06.0003	YF-LBSJJ-250	12kg
1.4.26.06.0004	YF-LBSJJ-350	18kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。