

## 震荡培养箱

### ◆ 产品描述

多功能轨道往复可切换震荡培养设备，精准控温定时，转速可调，全英文显示按键，配泰标三脚插头，适配生物样品震荡培育。



### ◆ 产品优势

- 双模式震荡自由切换
- 控温稳定培育效果好
- 转速可调适配多样品
- 定时智能省心省力
- 泰标插头适配东南亚

### ◆ 产品结构

箱体保温隔热设计，震荡托盘承重稳固，驱动组件静音传动，控制面板英文标识清晰，整机防震运行平稳低噪。

### ◆ 产品特性

箱体：防腐钢板，静电喷塑耐用  
托盘：合金板材，承重不变形  
减震件：高弹橡胶，降噪防震  
传动组件：精密五金，传动顺滑  
温控模块：智能芯片，控温恒定

物料编码	型号	重量	包装方式
1.4.26.07.0003	LC-DIS-50H	36kg	1台/箱

### ◆ 应用场景

用于生物科研、微生物实验、菌种选育、细胞培养，对试样进行恒温震荡混匀、静置培育等专业实验操作。

### ◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有